






## Ficha técnica REF 57.60.00

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.60.00	hudson perforador de mano cpl	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	36235	GTIN	04046826087784
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	17-760
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,909	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
<b>Cuerpo</b>	1.4021 (X20Cr13)		
<b>Tornillo</b>	1.4305 (X8CrNiS18-9)		