



Ficha técnica REF 57.60.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.60.03	berbiqui solo p 57.60.00	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	36235	GTIN	04046826087791
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	17-760
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,602	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios

Imagen completa

Imagen detallada



Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	Nº de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)