






Ficha técnica REF 57.60.85

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.60.85	valva PEEK lateral cónico 50mm 12x8mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826405229
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	50mm 12x8mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	PEEK (Polyetheretherketon)		