



Ficha técnica REF 57.62.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.62.10	soporte p valvas PEEK	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	45182	GTIN	04046826404710
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-390
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G576205
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01



Medicon medios	451.04.46 (prospecto retract sist separad materia plástica)
----------------	---

Imagen completa

Imagen detallada



Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	PEEK_CF30 (Polyetheretherketon 30% Kohlefaser)