




Ficha técnica REF 57.62.93

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia | 57.62.93 | Piccolino Valva lateral 5x7mm 55mm estrecha | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 45182 | GTIN | 04046826465742 |
| Clasificación | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-390 |
| Clasificación | 7 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,000 | Manual de uso | G575752 |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK01 |
|  | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 5x7mm 55mm | Revestimiento | Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 3.3206 (AlMgSi0,5) | | |