







Ficha técnica REF 57.64.70

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.64.70	Gigli (Olivecrona) sierra de hilo 70cm p/5	
Unidad	paq./5	Número de aduana	90189084
GMDN	44987	GTIN	04046826088057
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-447
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;04;ai;59
Peso neto (kg)	0,015	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	70cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		