



Ficha técnica REF 57.70.02

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.70.02	Sørensen fijador craneal solo 340x200mm p adultos	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35446	GTIN	04046826372064
Clasificación	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	11-958
Clasificación	1 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	1,350	Manual de uso	G577000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios	451.02.16 (prospecto sistema de fijación craneal FiXiT)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	340x200mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.3535 (AIMG3)		