



Ficha técnica REF 57.70.18

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.70.18	asiento de doble espiga estándar p adultos c cierre rápido	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35446	GTIN	04046826377175
Clasificación	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	11-958
Clasificación	1 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,024	Manual de uso	G051570
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios	451.02.16 (prospecto sistema de fijación craneal FiXiT)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.3535 (AIMG3)		