





Ficha técnica REF 57.70.34

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.70.34	triple espiga c guarnición	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35446	GTIN	04046826303099
Clasificación	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	11-958
Clasificación	1 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,024	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios	451.02.16 (prospecto sistema de fijación craneal FiXiT)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	Nº de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		