



Ficha técnica REF 57.85.01

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.85.01	Raney clip p cuero cabelludo p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90189084
GMDN	46953	GTIN	04046826088255
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-909
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,008	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		