




Ficha técnica REF 57.85.03A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.85.03A	Raney clip p cuero cabelludo azul desechable p/20x10	
Unidad	paq./200	Número de aduana	90189084
GMDN	46953	GTIN	04046826386894
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-909
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,220	Manual de uso	G578503A
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
STERILE EO  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
5 °C  30 °C  55 % 10 %   			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	MAKROLON RX1805 (Polycarbonat)		