








## Ficha técnica REF 57.85.11

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.85.11	Yasargil gancho galea 41cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46768	GTIN	04046826088309
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-029
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,024	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK20-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	41cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4021 (X20Cr13)		