







Ficha técnica REF 57.85.50

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	57.85.50	clip mod colonia p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90189084
GMDN	46953	GTIN	04046826088316
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-909
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,014	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		