



Ficha técnica REF 58.19.21

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.19.21	Yasargil micro tijera 18cm crv	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	13496	GTIN	04046826088392
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-496
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,054	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	18cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		