



Ficha técnica REF 58.19.30

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Referencia | 58.19.30 | Yasargil micro tijera 18cm rct | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 13496 | GTIN | 04046826088453 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-496 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R001;01;ag;2U |
| Peso neto (kg) | 0,015 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK23-1 |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.53 (catálogo cardio) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|   | | | |
| Medida | 18cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Tornillo | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Otro | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |