







## Ficha técnica REF 58.20.70

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.20.70	micro 2000 tijera bay rct 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	13496	GTIN	04046826088514
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-496
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;01;ag;2U
Peso neto (kg)	0,068	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio )		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	20cm	Revestimiento	Durante el anodizado se crea una capa de metal duro en componentes de aluminio mediante enriquecimiento con titanio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	3.3215 (AlSi1MgMn)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		