





Ficha técnica REF 58.24.19

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.24.19	cánula aspir Ø 3.0mm 12cm cónicos mal	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826088620
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,025	Manual de uso	G098395
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 3.0mm 12cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		