





## Ficha técnica REF 58.24.24

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.24.24	cánula aspir Ø 2.5mm 15cm cónicos mal	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826088675
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-566
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,030	Manual de uso	G098395
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 2.5mm 15cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
<b>Cuerpo</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		
<b>Mango</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		
<b>Otro</b>	1.4305 (X8CrNiS18-9)		