






Ficha técnica REF 58.30.17

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.30.17	Yasargil legra 18.5mm 2.5mm crv ligeram	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35559	GTIN	04046826088743
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;03;ai;4W
Peso neto (kg)	0,016	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.46 (catálogo sinuscopía)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	18.5cm 2.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		