







## Ficha técnica REF 58.30.18

11.12.2025

| Datos generales  |   |   |                         |
|--|---|---|-------------------------|
| Referencia   | 58.30.18  | Yasargil legra 18.5cm 3.0mm crv ligeram |                         |
| Unidad   | unid.   | Número de aduana                        | 90189084                |
| GMDN   | 35559   | GTIN                                    | 04046826088750          |
| Clasificación  | 1r (EU MDR)   | UMDNS-Code                              | 11-084                  |
| Clasificación  | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI                             | 4046826;B;R003;03;ai;4W |
| Peso neto (kg)   | 0,017   | Manual de uso                           | GATDR00X                |
| Latex free   | si  | Instrucciones de preparación            | MPK01-1                 |
|      |   |   |                         |
| Medicon medios   | 450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.46 (catálogo sinuscopía ) |   |                         |
| Imagen completa  |   | Imagen detallada                        |                         |
|   |   |   |                         |
| Medida   | 18.5cm 3.0mm  | Revestimiento                           |                         |
| Condiciones de almacenamiento  |   |   |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación   |   |   |                         |
| Material   |   |   |                         |
|  | N° de material (Denominación DIN)                             |   |                         |
| Cuerpo<br>Mango  | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9)                      |   |                         |