







Ficha técnica REF 58.30.20

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|--|---|--------------------------------|-------------------------|
| Referencia | 58.30.20 | Jacobson sonda abot ang 18.5cm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 33433 | GTIN | 04046826088767 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-237 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R004;06;aj;6M |
| Peso neto (kg) | 0,033 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK01-1 |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.37 (catálogo ORL) 451.02.51 (ORL jgo p básico DR M W Winter Juegos p la cirugía ORL) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|   | | | |
| Medida | 18.5cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo Mango | 1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |