







## Ficha técnica REF 58.30.24

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.30.24	dilatadore vasc Ø 1.0mm 12.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	11268	GTIN	04046826088798
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-268
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Peso neto (kg)	0,035	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 1.0mm 12.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4305 (X8CrNiS18-9)		