







Ficha técnica REF 58.30.32

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.30.32	Krayenbühl gancho 3.5mm 18.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46768	GTIN	04046826088835
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-029
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso neto (kg)	0,050	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
 			
Medicon medios	450.00.53 (catálogo cardio)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	3.5mm 18.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4021 (X20Cr13)		
Otro	1.4301 (X5CrNi18-10)		