



Ficha técnica REF 58.30.65

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.30.65	Yasargil guía-lig 18.5cm ang 90°	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32864	GTIN	04046826088927
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-336
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;04;ah;4K
Peso neto (kg)	0,052	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	18.5cm 90°	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		