






Ficha técnica REF 58.31.91

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.31.91	Yasargil Stand Ti pinza p apl clips girat 7cm LL	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32591	GTIN	04046826088989
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-904
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Peso neto (kg)	0,035	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	7cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		