






Ficha técnica REF 58.31.93

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.31.93	Yasargil Stand Ti pinza p apl clips girat 11cm LL	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32591	GTIN	04046826089009
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-904
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Peso neto (kg)	0,038	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK08-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	11cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		