







## Ficha técnica REF 58.32.54

11.12.2025

| Datos generales  |                                   |                               |                         |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Referencia   | 58.32.54                          | Rhoton micro legra Ø 1mm 19cm |                         |
| Unidad   | unid.                             | Número de aduana              | 90189084                |
| GMDN   | 35559                             | GTIN                          | 04046826089139          |
| Clasificación  | 1r (EU MDR)                       | UMDNS-Code                    | 11-084                  |
| Clasificación  | 6 (EU MDR)                        | Base UDI-DI                   | 4046826;B;R003;03;ai;4W |
| Peso neto (kg)   | 0,020                             | Manual de uso                 | GATDR00X                |
| Latex free   | si                                | Instrucciones de preparación  | MPK03-1                 |
|      |                                   |                               |                         |
| Medicon medios   |                                   |                               |                         |
| Imagen completa  |                                   | Imagen detallada              |                         |
|   |                                   |                               |                         |
| Medida   | Ø 1mm 19cm                        | Revestimiento                 |                         |
| Condiciones de almacenamiento  |                                   |                               |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación   |                                   |                               |                         |
| Material   |                                   |                               |                         |
|  | N° de material (Denominación DIN) |                               |                         |
| Cuerpo   | 1.4021 (X20Cr13)                  |                               |                         |
| Mango  | 1.4305 (X8CrNiS18-9)              |                               |                         |