






## Ficha técnica REF 58.32.63

11.12.2025

| Datos generales   |  |                                       |                         |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------|
| Referencia  | 58.32.63                                 | Rhoton micro ganchito 2mm ro 90° 19cm |                         |
| Unidad  | unid.                                    | Número de aduana                      | 90189084                |
| GMDN  | 46768                                    | GTIN                                  | 04046826089221          |
| Clasificación   | 1r (EU MDR)                              | UMDNS-Code                            | 12-029                  |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)                               | Base UDI-DI                           | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso neto (kg)  | 0,020                                    | Manual de uso                         | GATDR00X                |
| Latex free  | si                                       | Instrucciones de preparación          | MPK03-1                 |
|   |  |                                       |                         |
| Medicon medios  |  |                                       |                         |
| Imagen completa   |  | Imagen detallada                      |                         |
|    |  |                                       |                         |
| Medida  | 2mm 90° 19cm                             | Revestimiento                         |                         |
| Condiciones de almacenamiento   |  |                                       |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |  |                                       |                         |
| Material  |  |                                       |                         |
|   | N° de material (Denominación DIN)        |                                       |                         |
| Cuerpo<br>Mango   | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9) |                                       |                         |