







Ficha técnica REF 58.33.09

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.33.09	cucharilla cort 1.5mm 18.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	31335	GTIN	04046826089382
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-084
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;02;ai;4K
Peso neto (kg)	0,033	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	1.5mm 18.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		