







## Ficha técnica REF 58.33.28

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.33.28	micro disector bay 4.5mm 23cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	11290	GTIN	04046826089481
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;04;aj;5X
Peso neto (kg)	0,028	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	4.5mm 23cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4305 (X8CrNiS18-9)		