






Ficha técnica REF 58.33.75

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.33.75	cuchillo de diamante corte red rct 1.0x0.17mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35141	GTIN	04046826405069
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-252
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso neto (kg)	0,022	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	1.0x0.17mm	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio, por ejemplo, tijeras Blackline
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		
Tornillo	PEEK (Polyetheretherketon)		
Mango	1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)		
Otro	DIAMANT (Monokristaliner Diamant)		