







## Ficha técnica REF 58.33.80

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.33.80	cuchillo de diamante corte hacia atrás 60° rct 1.5x0.17mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35141	GTIN	04046826405083
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-252
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;02;ag;37
Peso neto (kg)	0,022	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	60° 1.5x0.17mm	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio, por ejemplo, tijeras Blackline
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		
Tornillo	PEEK (Polyetheretherketon )		
Mango	1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)		
Otro	DIAMANT (Monokristaliner Diamant)		