






## Ficha técnica REF 58.35.90

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.35.90	Cushing Landolt especulo 90mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826090029
Clasificación	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-253
Clasificación	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,147	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK02
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	90mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		