



Ficha técnica REF 58.42.53

11.12.2025


Datos generales			
Referencia	58.42.53	Yasargil Mini Ti clip estrecho rct 3mm t	
Unidad	unid.	Número de aduana	90219090
GMDN	34958	GTIN	04046826090678
Clasificación	3 (EU MDD)	UMDNS-Code	10-905
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,003	Manual de uso	G585408
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK18



Medicon medios

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	3mm	Revestimiento	
--------	-----	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))