







Ficha técnica REF 58.44.05

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.44.05	Hunt pinza p agarrar crv Ø 5mm 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	62466	GTIN	04046826091026
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-621
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso neto (kg)	0,034	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK03-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	Ø 5mm 20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4024 (X15Cr13)		