



## Ficha técnica REF 58.47.01

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                          |                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 58.47.01                                 | Caspar gancho de exploración 24.5cm 4mm |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                    | Número de aduana                        | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 46768                                    | GTIN                                    | 04046826091248          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                              | UMDNS-Code                              | 12-029                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                               | Base UDI-DI                             | 4046826;B;R004;03;aj;5L |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,010                                    | Manual de uso                           | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                       | Instrucciones de preparación            | MPK03-1                 |
| <div></div> |                                          |                                         |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                |                                          |                                         |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                          | Imagen detallada                        |                         |
|                                                                                            |                                          |                                         |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | 24.5cm 4mm                               | Revestimiento                           |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                          |                                         |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                          |                                         |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                          |                                         |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)        |                                         |                         |
| Cuerpo<br>Mango                                                                                                                                                               | 1.4021 (X20Cr13)<br>1.4305 (X8CrNiS18-9) |                                         |                         |