



Ficha técnica REF 58.54.08

11.12.2025


Datos generales			
Referencia	58.54.08	Yasargil Stand clip rct 7mm p	
Unidad	unid.	Número de aduana	90219090
GMDN	34958	GTIN	04046826092139
Clasificación	3 (EU MDD)	UMDNS-Code	10-905
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,002	Manual de uso	G585408
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK18



Medicon medios

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	7mm	Revestimiento	
--------	-----	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	2.4711 (CoCr20Ni15Mo)