







## Ficha técnica REF 58.54.67

11.12.2025

| Datos generales   |                                   |                                |                |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Referencia  | 58.54.67                          | Yasargil Stand clip rct 17mm t |                |
| Unidad  | unid.                             | Número de aduana               | 90219090       |
| GMDN  | 34958                             | GTIN                           | 04046826092252 |
| Clasificación   | 3 (EU MDD)                        | UMDNS-Code                     | 10-905         |
| Clasificación   | 8 (EU MDD)                        | Base UDI-DI                    |                |
| Peso neto (kg)  | 0,003                             | Manual de uso                  | G585408        |
| Latex free  | si                                | Instrucciones de preparación   | MPK18          |
|    |                                   |                                |                |
| Medicon medios  |                                   |                                |                |
| Imagen completa   |                                   | Imagen detallada               |                |
|    |                                   |                                |                |
| Medida  | 17mm                              | Revestimiento                  |                |
| Condiciones de almacenamiento   |                                   |                                |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |                                   |                                |                |
| Material  |                                   |                                |                |
|   | N° de material (Denominación DIN) |                                |                |
| Cuerpo  | 2.4711 (CoCr20Ni15Mo)             |                                |                |