







Ficha técnica REF 58.55.49

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.55.49	Yasargil Stand clip 90° ang 7mm p	
Unidad	unid.	Número de aduana	90219090
GMDN	34958	GTIN	04046826092559
Clasificación	3 (EU MDD)	UMDNS-Code	10-905
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,002	Manual de uso	G585408
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK18
  			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	90° 7mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	2.4711 (CoCr20Ni15Mo)		