







## Ficha técnica REF 58.56.91

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.56.91	Yasargil Stand Ti pinza p apl clips girat 21cm girat	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32591	GTIN	04046826092962
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-904
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Peso neto (kg)	0,029	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK23-1
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	21cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		