




## Ficha técnica REF 58.57.06

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|
| Referencia                                                                                                                                                                                                                                                     | 58.57.06                          | Yasargil Mini clip crv 5mm p |                |
| Unidad                                                                                                                                                                                                                                                         | unid.                             | Número de aduana             | 90219090       |
| GMDN                                                                                                                                                                                                                                                           | 34958                             | GTIN                         | 04046826093051 |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 (EU MDD)                        | UMDNS-Code                   | 10-905         |
| Clasificación                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 (EU MDD)                        | Base UDI-DI                  |                |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,002                             | Manual de uso                | G585408        |
| Latex free                                                                                                                                                                                                                                                     | si                                | Instrucciones de preparación | MPK18          |
| <div></div> |                                   |                              |                |
| Medicon medios                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                              |                |
| Imagen completa                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | Imagen detallada             |                |
|                                                                                                                                                                             |                                   |                              |                |
| Medida                                                                                                                                                                                                                                                         | 5mm                               | Revestimiento                |                |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                              |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                                                                                                         |                                   |                              |                |
| Material                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                              |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | N° de material (Denominación DIN) |                              |                |
| Cuerpo                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.4711 (CoCr20Ni15Mo)             |                              |                |