



Ficha técnica REF 58.58.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.58.03	Yasargil Stand Ti pinza p apl clips girat 11cm bay Memory	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32591	GTIN	04046826093419
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-904
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Peso neto (kg)	0,040	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK05-1



Medicon medios

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	11cm	Revestimiento	
--------	------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Otro	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))