






Ficha técnica REF 58.58.04

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------|
| Referencia | 58.58.04 | Yasargil Stand pinza p apl clips girat 11 cm bay Memory | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 32591 | GTIN | 04046826093426 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 10-904 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R005;01;ak;5L |
| Peso neto (kg) | 0,040 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK05-1 |
|   | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 11cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Tornillo | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Otro | 2.4711 (CoCr20Ni15Mo) | | |