



Ficha técnica REF 58.60.00

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.60.00	tray p clips Yasargil 66 compartimentos	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12143	GTIN	04046826094157
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	1,360	Manual de uso	G585408
Latex free		Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	PPSU (Polyphenylsulfon) 1.4301 (X5CrNi18-10)		