



Ficha técnica REF 58.60.05

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	58.60.05	tray p clips Yasargil 28 compartimentos	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	13730	GTIN	04046826094164
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-142
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	0,680	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	PPSU (Polyphenylsulfon) 1.4301 (X5CrNi18-10)		