

Ficha técnica REF 58.60.06

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	58.60.06	placa identif beige p clips Stand/Mini permanente	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826539733
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-142
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	0,002	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios

Imagen completa	Imagen detallada

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	Nº de material (Denominación DIN)
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)