







Ficha técnica REF 58.60.26

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Referencia | 58.60.26 | Yasargil Stand Ti clip rct 25mm p | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90219090 |
| GMDN | 34958 | GTIN | 04046826094232 |
| Clasificación | 3 (EU MDD) | UMDNS-Code | 10-905 |
| Clasificación | 8 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,003 | Manual de uso | G585408 |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK18 |
|    | | | |
| Medicon medios | | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 25mm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) | | |