



## Ficha técnica REF 58.60.46

11.12.2025

| Datos generales |             |                                        |                         |
|-----------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Referencia      | 58.60.46    | llave de ajuste p Yasargil Phynox clip |                         |
| Unidad          | unid.       | Número de aduana                       | 90189084                |
| GMDN            | 32591       | GTIN                                   | 04046826436193          |
| Clasificación   | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code                             | 10-904                  |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI                            | 4046826;B;R005;03;ak;6A |
| Peso neto (kg)  | 0,000       | Manual de uso                          | GATDR00X                |
| Latex free      | si          | Instrucciones de preparación           | NA                      |



|                |  |
|----------------|--|
| Medicon medios |  |
|----------------|--|

| Imagen completa                                                                     | Imagen detallada |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |                  |

| Condiciones de almacenamiento                          |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| No se requieren condiciones especiales de conservación |  |

| Material |                                   |
|----------|-----------------------------------|
|          | Nº de material (Denominación DIN) |
| Cuerpo   | 2.4711 (CoCr20Ni15Mo)             |