







## Ficha técnica REF 58.61.12

11.12.2025

| Datos generales   |                                     |                                   |                |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Referencia  | 58.61.12                            | Yasargil Stand Ti clip crv 11mm p |                |
| Unidad  | unid.                               | Número de aduana                  | 90219090       |
| GMDN  | 34958                               | GTIN                              | 04046826094546 |
| Clasificación   | 3 (EU MDD)                          | UMDNS-Code                        | 10-905         |
| Clasificación   | 8 (EU MDD)                          | Base UDI-DI                       |                |
| Peso neto (kg)  | 0,003                               | Manual de uso                     | G585408        |
| Latex free  | si                                  | Instrucciones de preparación      | MPK18          |
|    |                                     |                                   |                |
| Medicon medios  |                                     |                                   |                |
| Imagen completa   |                                     | Imagen detallada                  |                |
|    |                                     |                                   |                |
| Medida  | 11mm                                | Revestimiento                     |                |
| Condiciones de almacenamiento   |                                     |                                   |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |                                     |                                   |                |
| Material  |                                     |                                   |                |
|   | N° de material (Denominación DIN)   |                                   |                |
| Cuerpo  | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) |                                   |                |