







## Ficha técnica REF 58.61.44

11.12.2025

| Datos generales   |                                     |  |                |
|---|-------------------------------------|--|----------------|
| Referencia  | 58.61.44                            | Yasargil Stand Ti clip crv en bay 12mm p |                |
| Unidad  | unid.                               | Número de aduana                         | 90219090       |
| GMDN  | 34958                               | GTIN                                     | 04046826094690 |
| Clasificación   | 3 (EU MDD)                          | UMDNS-Code                               | 10-905         |
| Clasificación   | 8 (EU MDD)                          | Base UDI-DI                              |                |
| Peso neto (kg)  | 0,003                               | Manual de uso                            | G585408        |
| Latex free  | si                                  | Instrucciones de preparación             | MPK18          |
|    |                                     |  |                |
| Medicon medios  |                                     |  |                |
| Imagen completa   |                                     | Imagen detallada                         |                |
|    |                                     |  |                |
| Medida  | 12mm                                | Revestimiento                            |                |
| Condiciones de almacenamiento   |                                     |  |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |                                     |  |                |
| Material  |                                     |  |                |
|   | N° de material (Denominación DIN)   |  |                |
| Cuerpo  | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI)) |  |                |